



 **smith&nephew**  
**ALLEVYN<sup>®</sup>**  
**COMPRESSION**  
Polyurethaan wondkompres

Sterk absorberend en flexibel kompres  
ook voor gebruik onder compressie



# ALLEVYN<sup>◊</sup> Compression is een sterk absorberend en flexibel kompres voor gebruik onder compressie

ALLEVYN Compression is opgebouwd uit een sterk absorberend materiaal dat omgeven is door een zelfklevende polyurethaan matrix. Het kompres is afgedekt met een waterdichte polyurethaan folie, die doorlaatbaar is voor zuurstof en waterdamp maar ondoordringbaar voor bacteriën. ALLEVYN Compression bewerkstelligt alle bewezen voordelen van een vochtig wondmilieu, zonder dat het kompres door contact met het exsudaat afgebroken wordt. Dit resulteert in een snelle, schone en probleemloze genezing van wonden die normaliter moeilijk te genezen zijn.

## Voordelen

### Sterk absorberend

ALLEVYN Compression heeft een hoge absorptiecapaciteit en het vermogen om het exsudaat vast te houden. Dit sterk absorberende vermogen ontstaat door de structuur van het kompres.

### Niet verklevend aan het wondoppervlak

ALLEVYN Compression is lichtklevend. Het kompres kleeft goed op droge intacte huid maar verkleeft niet aan het wondoppervlak. Het kompres heeft een milde kleefkracht op een droge huid, waardoor het kompres blijft zitten terwijl de compressiezwachtel wordt aangebracht. De kleefkracht is echter zo mild dat een gevoelige huid niet beschadigd wordt.

### Bevordert snelle genezing door vochtig wondmilieu

De buitenlaag van ALLEVYN Compression bestaat uit een ademende folielaag. Hierdoor wordt een vochtig wondmilieu op het wondoppervlak gecreëerd en behouden. Tevens wordt littekenvorming voorkomen en een snelle probleemloze genezing bevordert. De folielaag is ondoordringbaar voor bacteriën en vocht.

### Behoudt absorberend vermogen, zelfs onder compressie

Door de polyurethaan structuur van het kompres wordt het exsudaat opgenomen en 99% van het exsudaat vastgehouden, ook onder druk. De kans op maceratie wordt hierdoor gereduceerd. ALLEVYN Compression is dan ook ideaal voor gebruik bij compressietherapie.

### Eenvoudig in gebruik

ALLEVYN Compression absorbeert exsudaat en zorgt voor schone verbandwisselingen doordat het exsudaat wordt vastgehouden. Verbandwisselingen zijn hierdoor eenvoudiger voor de behandelaar en minder traumatisch voor de patiënt; wondirrigatie kan tot een minimum beperkt worden. De opname van exsudaat door het kompres is zichtbaar door de transparante bovenzijde.

## Indicaties

ALLEVYN Compression kan gebruikt worden bij de behandeling van middelmatig tot sterk exsuderende wonden die omgeven worden door een gevoelige huid, zoals bijv. ulcus cruris, decubituswonden, eerste- en tweedegraads brandwonden en diabetische voetulcera.

## Gebruiksaanwijzing

Kies het juiste formaat kompres. Prepareer en reinig de huid rondom de wond door overtollig wondvocht te verwijderen. Verwijder het bescherm papier van het kompres. Breng de zelfklevende zijde van het kompres op de wond aan waarbij de wondranden minimaal 2 cm overlapt dienen te worden. ALLEVYN Compression kan tot 7 dagen in situ blijven afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht en in overeenstemming met het lokale klinische protocol.

## Voorzorgsmaatregelen

Gebruik ALLEVYN producten niet in combinatie met oxiderende producten zoals hypochloride oplossingen (bijv. Eusol) of waterstofperoxide.

## Contra-indicaties

Niet gebruiken op wonden waarbij spieren, botten of pezen in direct contact staan met het kompres.



Bestelnummer	Afmeting	Verpakking
66047581	5 x 6 cm	10
66047583	10 x 10 cm	5
66045125	15 x 15 cm	3
66047584	15 x 20 cm	3