

 **smith&nephew**

VISTA

RENASYS[®] EZ

Negative Pressure Wound Therapy

Negatieve druktherapie



VISTA & RENASYS[°] EZ

systemen voor wondbehandeling met negatieve druk

VISTA & RENASYS EZ zorgen voor eenvoudige, doeltreffende en flexibele negatieve druktherapie. Ze zijn ontwikkeld om locale negatieve druktherapie op de wond te geven. VISTA & RENASYS EZ bestaan uit een console om negatieve druk te genereren en een assortiment van wondsets om de therapie op het wondbed te creëren.

Werking

Negatieve druktherapie stimuleert de wondgenezing en werkt via drie fundamentele acties¹:

1. Mechanische krachten - het samentrekken en opvullen van weefsel en het fysiologisch effect van het oprekken van weefsel.
2. Verwijderen van overtollig exsudaat - afname van oedeem, veranderde doorbloeding en het wegnemen van remmende factoren en bacteriën (aanwezig in exsudaat).
3. Behouden van een afgesloten wondomgeving - vochtige wondomgeving en bescherming tegen infectie.

Voordelen

Negatieve druktherapie zorgt voor:

- Afname van oedeem dankzij het verwijderen van overtollig wondvocht.
- Contractie van de wond, het aanzuigen bevordert de vorming van granulatieweefsel.
- Betere doorbloeding, waarbij een betere bloedtoevoer ter hoogte van het wondbed ontstaat.
- Afname van de bacteriële lading door het exsudaat te verwijderen.
- Een barrière tegen contaminatie van buiten af door de gebruikte wondfolie.

Indicaties

- Decubitus wonden
- Diabetische/neuropatische voetulcera
- Veneuze ulcera
- Chirurgische dehiscentie
- Onderzochte fistels
- Traumawonden
- Pre-op en post-op bij huidtransplantaten en -flappen

Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen voor patiënten die het volgende zijn of kunnen worden:

- krijgen antistollingstherapie of therapie die de stolling belemmert, die actief bloeden of verzwakte bloedvaten of organen hebben
- lijden aan moeilijke wondhemostase
- geen behandeling krijgen voor ondervoeding
- niet willen meewerken

Contra-indicaties

Het gebruik van VISTA / RENASYS[°] EZ is contra-geïndiceerd bij aanwezigheid van:

- onbehandelde osteomyelitis
- maligne tumoren (behalve palliatieve zorg)
- blootliggende slagaders, aders en organen
- necrose met korst
- onbehandelde ondervoeding
- niet onderzochte fistels

1. Malmjsjo M *et al.* The physical properties of gauze and polyurethane open cell foam in negative pressure wound therapy. Wound Rep Reg 2008 (in press)



VISTA

Draagbaar systeem

- VISTA is een klein mobiel en lichtgewicht (1,9 kg) systeem met een oplaadbare batterij voor mobiele patiënten.
- Het apparaat is bijzonder stil in gebruik.
- LCD display geeft de batterijstatus, negatieve druk en alarmsystemen weer.

RENASYS[°] EZ

Vast systeem

- RENASYS EZ is een robuust systeem met een oplaadbare batterij met een lange gebruiksduur.
- Eenvoudig te bedienen, draaiknop voor het instellen van de negatieve druk.
- Extra alarmen (drain geblokkeerd of canister vol).

BESCHIKBAAR
VANAF 2009

Consoles

Omschrijving	Bestelnummer
VISTA	66800293
RENASYS EZ	66800059



Chariker-Jeter wondsets

Soort	Indicatie	Uitvoering	Bestelnummer
Flat	Oppervlakkige tot diepe wonden	Small	66800217
	minimale tot sterke drainage	Medium	66800219
Channel	Ondermijnde wonden en/of fistels	Large	66800221
	lichte tot matige drainage	Medium	66800218
Round	Diepe wonden en minimale drainage	Small	66800216
	Diepe wonden en matig tot sterke drainage	Large	66800220
Wooding-Scott	Fistels en wonden met veel sediment	Irrigatie	66800212

Extra benodigdheden

Omschrijving	Afmeting	Uitvoering	Bestelnummer
Y-connector			66800195
Gaaskompres op rol (per 5 rollen)			66800391
Afdekfolie (per 10 stuks)	10x12 cm	Small	66800392
	15x20 cm	Medium	66800393
	20x30 cm	Large	66800394
Canister	250 ml	Small	66800299
	800 ml	Large	66800200



VISTA accessoires

Omschrijving	Bestelnummer
Universele standaard	66800191
VISTA draagtas	66800296



Wondverzorging Nederland

Smith & Nephew B.V.
Postbus 525, 2130 AM Hoofddorp
Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp
T 020-6543999
F 020-6532099
www.smithnephew.nl

Wondverzorging België

Smith & Nephew S.A.-N.V.
Kareelovenlaan 3B
1140 Brussel
T 02 702 29 81
F 02 702 29 04
www.smith-nephew.be/wound